



## Materiali Utilizzati

### Modello 1

100% cotone stampato

Trattamento idrorepellente, trattamento anti virale , trattamento anti batterico

### Modello 2

Un lato in 100 % seta stampata e un lato in 100 % cotone bianco.

Trattamento idrorepellente , trattamento anti virale , trattamento anti batterico

## Certificazioni o indicazione di conformità alle circolari ministeriali

Non è un dispositivo medico e non è un DPI e non è provvista di marcatura CEE, prodotte secondo l'art. 16, del comma 2 D.L.18/2020  
Destinate alla popolazione per un utilizzo nel quotidiano, nel rispetto del disposto distanziamento sociale e delle ulteriori regole precauzionali introdotte per evitare il contagio Covid-19

## Caratteristiche del Prodotto

- Queste mascherine presentano il trattamento idrorepellente ,anti batterico e anti virale, quindi si possono utilizzare più volte.
- Generalmente si possono lavare in lavatrice alla temperatura di 40 gradi .
- Dopo il lavaggio bisogna stirare il lato esterno che permette di far riemergere la funzione del trattamento idrorepellente
- Abbiamo inserito una tasca che permette di inserire una maschera chirurgica usa e getta almeno da la possibilità di allungare la vita alla mascherina stampata , senza doverla sostituire dopo i 7 lavaggi consigliati.

## Tempi di consegna

- Essendo mascherine personalizzate e stampate appositamente per ogni cliente il tempo di consegna si aggira sui 10 / 15 giorni lavorativi
- Capacità produttiva di circa 800 pz. al giorno